



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT CITO 003 LEITURA DE LÂMINAS CITOLÓGICAS E LIBERAÇÃO DE
RESULTADOS NO SISCAN



POP NAPAT CITO 003 - PÁG.: 1/4 EMISSÃO: 16/05/2012 REVISÃO Nº 05 : 21/06/2022

1. OBJETIVO:

Leitura de exame citopatológico com a finalidade de diagnosticar lesões pré-neoplásicas e neoplásicas, bem como infecções e outras patologias.

2. ABRANGÊNCIA:

Citotécnicos, biólogos, biomédico, farmacêuticos, residentes, aprimorandos e médicos citopatologistas.

3. MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): não se aplica;

3.2. Materiais Específicos para o Procedimento: bancadas e cadeiras ergonômicas, microscópios ópticos, caneta marcadora permanente, caneta esferográfica, lápis, borracha, corretivo.
Equipamentos: microscópio óptico e computador com acesso ao Sistema de Informação do Câncer (SISCAN).

4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Organizar as lâminas de forma numérica e dividir a quantidade de lâminas e respectivas requisições entre os profissionais;

4.2. Anotar a rotina em caderno com número de até 40 lâminas por profissional (escrutinadores já habilitados) distribuídas a cada dia;

4.3. Distribuir esfregaços ginecológicos e não ginecológicos para aprimorandos e residentes de forma gradual, à medida que os mesmos adquiram habilidade;

4.4. Ao receber as lâminas para leitura, verificar se as informações da requisição estão de acordo com as contidas na etiqueta presente na frente e as demais informações presentes no verso da lâmina como: iniciais do paciente, CNES da unidade de saúde e o número de prontuário do paciente da Unidade de Saúde.

4.5. Realizar a leitura das lâminas;

4.6. Preencher os resultados na requisição contendo a identificação do profissional responsável;

4.7. Separar e encaminhar os casos positivos e suspeitos para checagem com Médico Citopatologista, com os campos devidamente assinalados;

Aprovação: Supervisor do Núcleo | Diretor do Serviço Marcos Roberto Franchi e Dr. Marcelo Padovani de Toledo Moraes

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2022 | Aprovação CCIRAS / SESMT



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT CITO 003 LEITURA DE LÂMINAS CITOLÓGICAS E LIBERAÇÃO DE
RESULTADOS NO SISCAN



POP NAPAT CITO 003 - PÁG.: 2/4 EMISSÃO: 16/05/2012 REVISÃO Nº 05 : 21/06/2022

4.8. Separar 10% dos casos de esfregaços citológicos negativos para controle de qualidade interno (CQI)*;

4.9. Encaminhar as lâminas para o arquivamento e as requisições para a digitação dos laudos em sistema online (SISCAN – Sistema de Informações do Câncer);

4.10. Anotar os casos positivos em livro de registro de resultados e marcar com o símbolo + na etiqueta da lâmina e requisição para serem arquivadas em separado das lâminas negativas;

4.11. Entrar no sistema online (SISCAN – Sistema de Informações do Câncer) <http://siscan.saude.gov.br/login.jsf>, com o e-mail e senha;

4.12. Informar o perfil do usuário e aguardar a página do exame abrir.

4.13. Clicar no topo superior esquerdo em exame e posteriormente em gerenciar exame;

4.14. Selecionar o campo – tipo de exame: colo de útero;

4.15. Inserir o número do exame;

4.16. Clicar no campo resultado;

4.17. Inserir intervalo de data e clicar em pesquisar;

4.18. Aguardar aparecer o nome da paciente;

4.19. Clicar no lápis à direita da tela e o exame abrirá;

4.20. Conferir os dados e liberar;

4.21. Imprimir os laudos positivos;

4.22. Encaminhar ao médico patologista responsável para assinar (Os laudos devem ser encaminhados para as Unidades Básicas de Saúde).

5. CONTINGÊNCIAS:

5.1. Casos com não-conformidades de identificação, coleta ou fixação são encaminhados para registro de não conformidade no sistema.

5.2. Se a não-conformidade não for impeditiva, ou seja, não oferecer risco à segurança ou qualidade diagnóstica, deve-se emitir o diagnóstico normalmente, apenas acrescido da notificação de não conformidade (“aceito com restrição”).

5.3. Se a não conformidade for impeditiva, o exame deve ser laudado como “Rejeitado” ou “Insatisfatório” e o laudo impresso também deve ser acompanhado do relatório de Notificação de não conformidade.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT CITO 003 LEITURA DE LÂMINAS CITOLÓGICAS E LIBERAÇÃO DE
RESULTADOS NO SISCAN



POP NAPAT CITO 003 - PÁG.: 3/4 EMISSÃO: 16/05/2012 REVISÃO Nº 05 : 21/06/2022

5.4. Lotes com não conformidades de coloração ou montagem devem ser devolvidos ao Laboratório de Citologia para resolução, acompanhado de formulário próprio.

6. OBSERVAÇÕES:

6.1. Para adquirir mais informações, consultar o manual disponível no Site do SISCAN (informativos) Manual preliminar do SISCAN, fazendo download do mesmo;

6.2. Demais laudos de exames ficam disponíveis online para acesso direto das unidades de saúde;

6.3. A liberação online já é assinatura digital do responsável.

7. AUTORES e REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores – Dra. Maria Luiza Cotrim Sartor de Oliveira.

7.2. Revisores – Dra. Maria Luiza Cotrim Sartor de Oliveira, Marcos Roberto Franchi e Beatriz Mello Santos.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- The Manual of Cytotechnology. Catherine M. Keebler and Theresa M. Sonrak. 7th edition, 1997.

- Manual de Citopatología Diagnóstica – Sociedad Latinoamericana de Citopatología. Mercedes Gamboni, Elias Fernando Miziara, Editora Manole, São Paulo, 2011.

- O Laboratório de Citopatologia – Aspectos Técnicos e Operacionais. Conceição Queiroz e Daisy Lima. Editora Universitária UFPE, 2000.

- SISCAN – Sistema de Informações do Câncer - <http://www.saude.df.gov.br/outros-links/sistema-de-informacoes-do-cancer-siscan.html>



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT CITO 003 LEITURA DE LÂMINAS CITOLÓGICAS E LIBERAÇÃO DE RESULTADOS NO SISCAN



POP NAPAT CITO 003 - PÁG.: 4/4 EMISSÃO: 16/05/2012 REVISÃO Nº 05 : 21/06/2022

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
1.1. Título: POP NAPAT CITO 003 – LEITURA DE LÂMINAS CITOLÓGICAS E LIBERAÇÃO DE RESULTADOS NO SISCAN		
1.2. Área Responsável: NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLOGIA – NAPAT		
1.3. Data da Elaboração: 16/05/2012 Total de páginas: 04 Data da Revisão: 21/06/2022 Número da Revisão: 05		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
NOME	SETOR	ASSINATURA
Marcos Roberto Franchi	Núcleo de Anatomia Patológica – NAPAT	
Dra. Maria Luiza Cotrim Sartor de Oliveira	Núcleo de Anatomia Patológica – NAPAT	
Beatriz Melo Santos	Núcleo de Gestão da Qualidade – NGQ	
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP NAPAT CITO 003 – LEITURA DE LÂMINAS CITOLÓGICAS E LIBERAÇÃO DE RESULTADOS NO SISCAN.		
Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 05/07/2022	Supervisor: Marcos Roberto Franchi	
	Assinatura:	
Data: 07/07/2022	Diretor: Dr. Marcelo Padovani de Toledo Moraes	
	Assinatura:	

Elaboração: En ^o Juliana S. Oliveira, Tatiane Biazon Rossi Benvenuto, En ^o Cristiano R. Fortalezza	Aprovação Superintendência e Chefe de Gabinete do HC: Prof. Adj. André Luís Balbi e Prof. Dr. José Carlos Trindade Filho.
--	---

Aprovação: Supervisor do Núcleo | Diretor do Serviço Marcos Roberto Franchi e Dr. Marcelo Padovani de Toledo Moraes

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2022 | Aprovação CCIRAS / SESMT

NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA – NAPAT