



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO SERVIÇO DE NEUROLOGIA DIAGNÓSTICA - SND

POP SND **006** LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES DE  
ELETROENCEFALOGRAMA



POP SND **006** - PÁG.: **1/4** EMISSÃO: **03/05/2018** REVISÃO Nº **01** : **01/04/2021**

### 1. OBJETIVO:

Assegurar a limpeza e desinfecção de superfícies dos equipamentos utilizados em pacientes ambulatoriais e internados.

### 2. ABRANGÊNCIA:

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem.

### 3. MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

**3.1. Equipamento de Proteção individual (EPIS):** Óculos de proteção, máscara cirúrgica, avental descartável, luvas de procedimento.

**3.2. Materiais e Equipamentos:** Quaternário de amônio padronizado pela CCIRAS, Pano Multisuo, gazes não estéril, Filme PVC e álcool 70%.

### 4. PROCEDIMENTO:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou Álcool Gel (mínimo 15 segundos);

4.2. Providenciar os materiais necessários ao procedimento;

4.3. Verificar se o aparelho de eletroencefalograma foi desconectado da rede elétrica após término do funcionamento; caso contrário, desconectá-lo;

4.4. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou Álcool Gel (mínimo 15 segundos);

4.5. Colocar os óculos de proteção, máscara cirúrgica, avental descartável e luvas de procedimento;

4.6. Retirar o excesso de pasta condutora dos eletrodos com gazes não estéril e desprezar em seguida;

4.7. Desprezar as gazes em lixo comum ou em lixo branco se o paciente estiver em precaução de contato;

4.8. Remover o filme de PVC do teclado;

4.9. Colocar os cabos e extensões do equipamento em saco plástico acomodado no suporte do equipamento, em casos do exame ter sido realizados fora do setor de EEG;

Aprovação - Gerência de Enfermagem do NPDT : Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2021 | Aprovação CCIRAS/SESMT



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO SERVIÇO DE NEUROLOGIA DIAGNÓSTICA - SND

POP SND **006** LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES DE  
ELETROENCEFALOGRAMA



POP SND **006** - PÁG.: **2/4** EMISSÃO: **03/05/2018** REVISÃO Nº **01** : **01/04/2021**

- 4.10. Conduzir o equipamento portátil até o setor, caso o exame tenha sido realizado fora do setor de EEG;
- 4.11. Retirar os cabos do saco plástico, apoiando-os no suporte do equipamento;
- 4.12. Despejar o produto Quaternário de Amônio em pano multiuso, para limpeza e desinfecção do Aparelho;
- 4.13. Iniciar a desinfecção do equipamento, procedendo a limpeza do local menos contaminado para o mais contaminado, de cima do equipamento para baixo;
- 4.14. Proceder a desinfecção dos cabos em movimento único e firme, evitando movimento de vai e vem;
- 4.15. Acomodar os cabos no console do equipamento;
- 4.16. Retirar óculos de proteção, máscara cirúrgica, avental descartável e luvas de procedimento;
- 4.17. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou Álcool Gel (mínimo 15 segundos);
- 4.18. Seguir com a higienização dos óculos, conforme a orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT);
- 4.19. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou Álcool Gel (mínimo 15 segundos);
- 4.20. Verificar se o teclado está limpo e seco;
- 4.21. Proteger o teclado com filme PVC;
- 4.22. Identificar o equipamento após a desinfecção, com data, hora e o nome do responsável pela limpeza e desinfecção;
- 4.23. Ligar o equipamento na Rede Elétrica;
- 4.24. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou Álcool Gel (mínimo 15 segundos).

### 5. CONTINGÊNCIA:

Na falta do quaternário de amônio, utilizar álcool 70% INPM após limpeza com pano multiuso embebido com água e sabão.

### 6. OBSERVAÇÕES:

- 6.1. Seguir criteriosamente a desinfecção do equipamento;

Aprovação - Gerência de Enfermagem do NPDT : Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2021 | Aprovação CCIRAS/SESMT



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO SERVIÇO DE NEUROLOGIA DIAGNÓSTICA - SND

POP SND 006 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES DE  
ELETROENCEFALOGRAMA



POP SND 006 - PÁG.: 3/4 EMISSÃO: 03/05/2018 REVISÃO Nº 01 : 01/04/2021

6.2. Durante a manipulação do equipamento, ter cuidado com todos os cabos, extensões, tela, teclado e câmera;

6.3. Quando o equipamento for utilizado no setor de EEG em pacientes ambulatoriais, fazer desinfecção apenas dos eletrodos entre um paciente e outro.

6.4. Em casos de pacientes com alguma precaução: contato, gotículas ou aerossóis, o profissional de saúde deve seguir orientações do Protocolo da CCIRAS – PRC CCIRAS 012 – PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PRECAUÇÃO DE CONTATO, disponível na Intranet do HC <http://testesite.hcfmb.unesp.br/wp-content/uploads/2020/04/PRC-CCIRAS-012-Protocolo-de-Medidas-de-Precaução-de-Contato.pdf>

6.5. Os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro e secado com papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado álcool 70°, (até que seja liberada a utilização de quaternário de amônia). Em ambos os casos, após a lavagem, evitar friccionar o papel para secagem nas lentes, de maneira a prevenir riscos.

6.6. Retirar os óculos de segurança, SOMENTE, ao término de todo procedimento, inclusive descarte e lavagem de materiais utilizados, devendo este ser higienizado separadamente.

### 7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores – Ione Correa, Elisabete D. Cassinelli, Eliane de Souza Gomes, Rosineide A. dos Santos Godoy, Amanda dos Santos Cecílio.

7.2. Revisores – Amanda dos Santos Cecílio e Lucas Cornetta Rosa.

### 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Hendricks, H. Planejamento e Organização do Serviço de Enfermagem. Manual de Normas e Rotinas. Apostila. São Paulo. CEDAS. Centro Universitário São Camilo. 1998. 87p.

- FELIPPE, MJDB. SILVA, NAM e GARCIA, VC. MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão da Unidade de Internação – Terceiro Andar Esquerdo. Hospital Estadual Bauru. 2006. R 03, 32p.

- BRASIL. Resolução de Diretoria Colegiada nº 35. RDC Nº 35, 16 de Agosto de 2010. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para produtos com ação antimicrobiana utilizados em artigos críticos e semicríticos. Publicada em D.O. aos 16 de Agosto de 2010, 12 p.

- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.

Aprovação - Gerência de Enfermagem do NPDT : Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2021 | Aprovação CCIRAS/SESMT



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO SERVIÇO DE NEUROLOGIA DIAGNÓSTICA - SND

POP SND **006** LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES DE  
ELETROENCEFALOGRAMA



POP SND **006** - PÁG.: **4/4** EMISSÃO: **03/05/2018** REVISÃO Nº **01** : **01/04/2021**

### 9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6216 - E-mail: qualidade.hcfmb@unesp.br	
<b>TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO</b>		

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>			
1.1. Título: POP SND 006 – LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA.			
1.2. Área Responsável: SERVIÇO DE NEUROLOGIA DIAGNÓSTICA			
1.3. Data da Elaboração: <u>03/05/2018</u> Total de páginas: <u>05</u> Data da Revisão: <u>01/04/2021</u> Número da Revisão: <u>01</u>			
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:			
Nome	Função	Setor	Assinatura
Amanda dos Santos Cecílio	Enfermeira	NPDT	
Lucas Cornetta Rosa	Supervisor Administrativo	NÚCLEO DE FISIODIAGNÓSTICO	
<b>2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):</b>			
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP SND 006 – LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA.			
Também autorizo a exposição do meu nome completo.			
Data: <u>03/05/2018</u>	Assinatura:		
Gerência de Enfermagem do NPDT: Enf. <sup>a</sup> Tatiane Roberta Fernandes Teixeira			

Aprovação - Gerência de Enfermagem do NPDT : Enf.<sup>a</sup> Tatiane Roberta Fernandes Teixeira

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2021 | Aprovação CCIAS/SESMT