



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 058 CONTROLE DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO



POP CME 058 - PÁG.: 1/3 EMISSÃO: 17/09/2015 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

1. OBJETIVO:

Realizar o Registro para o controle dos materiais que entraram no processo de esterilização, para controle e rastreamento após a esterilização.

2. ABRANGÊNCIA:

Equipe do CME que atua na Área de Preparo.

3. MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): touca descartável, protetor auricular, avental descartável (roupa privativa do setor), e calçado fechado.

3.2. Outros materiais: Lápis e Papel para anotações e Pasta de controle de esterilização das Autoclaves e da Sterrad.

4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.2. Paramentar-se antes do início da execução das atividades: touca descartável, protetor auricular, avental descartável (roupa privativa do setor) e calçado fechado;

4.3. Aguardar o término do processo de esterilização;

4.4. Providenciar a pasta de controle de registros de esterilização;

4.5. Identificar o número da autoclave para efetuar os devidos registros;

4.6. Anotar na planilha de controle o número do ciclo, data, horário e operador;

4.7. Relacionar os materiais que compõem a carga que irá ser esterilizada na Planilha de controle, inserindo a identificação do item e as respectivas quantidades;

4.8. Somar a quantidade total dos materiais no final do registro;

4.9. Anotar os dados obtidos na Planilha de Controle de cada uma das reprocessadoras;

4.10. Anexar Planilha de Controle o registro dos testes realizados no processo de esterilização referente ao ciclo;

4.11. Realizar o Processo de Controle na Reprocessadora de Baixa Temperatura – Sterrad;

4.12. Acessar o comando das autoclaves e Sterrad para obtenção dos dados da Carga do Equipamento;



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 058 CONTROLE DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO



POP CME 058 - PÁG.: 2/3 EMISSÃO: 17/09/2015 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

- 4.13. Anexar registro de parâmetros do ciclos da autoclave junto com a planilha de controle;
- 4.14. Arquivar os dados obtidos para controles e auditorias internas e externas;
- 4.15. Encaminhar os dados obtidos ao Departamento de Auditoria para elaboração dos indicadores de Processo;
- 4.16. Realizar a desparamentação;
- 4.17. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS.

5. CONTINGÊNCIA:

Não se aplica.

6. OBSERVAÇÕES:

- 6.1. Os documentos devem ser arquivados por até 10 anos da sua elaboração.
- 6.2. O manuseio de máquinas e equipamentos devem ser realizados apenas por trabalhadores qualificados e habilitados com treinamento certificado.

7. AUTORES E REVISORES

- 7.1. Autores / Colaboradores: Ana Lúcia G. Tavares, Bruna Bueno T. Lemos, Fabiana Regina C. D'Império, Viviana Carolina O. Moraes e Williany Dark Serafim.
- 7.2. Revisores: Priscila Eburneo Laposta Spadotto.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FELIPPE MJDB, MENDONÇA AM, PRANUVI, MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão do Centro de Materiais e Esterilização. Hospital Estadual Bauru. 2004. 24p.
- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Diretrizes de Práticas em Enfermagem Perioperatória e Processamento de Produtos para Saúde. 8ª ed. São Paulo: SOBECC, 2021.
- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 058 CONTROLE DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO



POP CME 058 - PÁG.: 3/3 EMISSÃO: 17/09/2015 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
1.1. Título: POP CME 058 – CONTROLE DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO		
1.2. Área Responsável: CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO		
1.3. Data da Elaboração: 17/09/2015 Total de páginas: 03 Data da Revisão: 29/06/2023 Número da Revisão: 03		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
NOME	SETOR	ASSINATURA
Priscila Eburneo Laposta Spadotto	CME	
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP CME 058 – CONTROLE DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO		
Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 19/01/2024	Assinatura:	Núcleo de Procedimento Diagnóstico e Terapêutico: Enfª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira
Data: 19/01/24	Assinatura:	Aprovação da Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Monique Antônia Coelho

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.ª Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023