



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO BANCO DE LEITE HUMANO

POP BLH 011 USO DE BOMBA ELÉTRICA PARA ORDENHA DE LEITE HUMANO



POP BLH 011 - PÁG.: 1/4 EMISSÃO: 08/02/2016 REVISÃO Nº 03 : 04/03/2022

## 1. OBJETIVO:

Utilizar a bomba elétrica em mães com ingurgitação mamária para facilitar a ordenha e estímulo.

## 2. ABRANGÊNCIA:

Técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e técnicos de Banco de Leite Humano.

## 3. MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

**3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):** máscaras cirúrgicas descartáveis e gorro descartável.

**3.2. Materiais Específicos para o Procedimento:** bomba elétrica, compressa ou fralda estéril, seringas, tampas de seringas (Luer Cap™), etiquetas de identificação, caneta, caixa de isopor e gelo reciclável.

## 4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.2. Paramentar-se com os equipamentos de proteção individual: gorro descartável e máscara cirúrgica descartável;

4.3. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.4. Observar as mães que necessitam de orientações para ordenha de leite, no alojamento ou sala de coleta;

4.5. Orientar as mães a realizarem a ordenha manual;

4.6. Verificar casos específicos de ingurgitamento mamário, como indicativo de uso da bomba, estímulo e gemelaridade;

4.7. Providenciar o kit de retirada de leite com as conexões da bomba elétrica;

4.8. Retirar a bomba do armário da secretaria;

4.9. Dirigir-se à sala de coleta ou alojamento conjunto;

4.10. Montar as conexões na bomba verificando o correto funcionamento;

Aprovação da GTND: Marina Nogueira Berbel Bufarah | Aprovação da Responsável pelo BLH: Angélica P. C. Almeida  
Aprovação da CCIRAS: Gestão 2022 | Aprovação SESMT: Gestão 2022

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2022



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO BANCO DE LEITE HUMANO

POP BLH 011 USO DE BOMBA ELÉTRICA PARA ORDENHA DE LEITE HUMANO



POP BLH 011 - PÁG.: 2/4 EMISSÃO: 08/02/2016 REVISÃO Nº 03 : 04/03/2022

- 4.11. Entregar os adaptadores para a lactante;
- 4.12. Solicitar que a lactante exponha as mamas, conforme orientações de amamentação;
- 4.13. Acoplar os adaptadores aos seios;
- 4.14. Iniciar a massagem para avaliação do nível de intensidade que a mãe suporta;
- 4.15. Aumentar ou diminuir o nível de intensidade programada;
- 4.16. Verificar a sucção com o escoamento do leite no reservatório da bomba;
- 4.17. Orientar a mãe quanto ao tempo de sucção;
- 4.18. Aguardar o desligamento automático da bomba;
- 4.19. Auxiliar a mãe no término do procedimento conforme o POP 12 de Atenção à Mãe Doadora na Sala de Coleta de Leite;
- 4.20. Colocar os acopladores na caixa de materiais para serem higienizados;
- 4.21. Higienizar a bomba com álcool 70INPM;
- 4.22. Acondicionar a bomba no armário da secretaria;
- 4.23. Proceder ao controle do volume de leite coletado;
- 4.24. Registrar o cuidado prestado no prontuário da paciente.

## 5. CONTINGÊNCIA:

Não se aplica.

## 6. OBSERVAÇÕES:

- 6.1. Devem ser aplicadas as mesmas técnicas de higiene, incentivo e acondicionamento do leite coletado, padronizado para o domicílio da mãe doadora.
- 6.2. Seguir o POP 12 de Atenção à Mãe Doadora.

## 7. AUTORES E REVISORES:

7.1. - Autores: Angélica P. C. Almeida, Tayane S. L. Silva, Sáskia M. Wiegerinck Fekete, Elba Carla F. Campos, Danielle M. V. Emílio, Maria Sueli Z. França, Célia Regina M. Lopes, Darcila F. Capeluppi e Maria Justina D.B. Felipe.



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO BANCO DE LEITE HUMANO

POP BLH 011 USO DE BOMBA ELÉTRICA PARA ORDENHA DE LEITE HUMANO



POP BLH 011 - PÁG.: 3/4 EMISSÃO: 08/02/2016 REVISÃO Nº 03 : 04/03/2022

7.2. - Revisores: Angélica P. C. Almeida.

## 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Banco de Leite Humano – Funcionamento, Prevenção e Controle de Riscos. Editora Anvisa, Brasília, 2008.

- GUERRERO, G.P.; BECCARIA, M.L.; TREVIZAN, M.A. Procedimento Operacional Padrão: Utilização na Assistência de Enfermagem em Serviços Hospitalares. Rev. Latino-am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v.16, n.6, p.966-972, 2008.

- FELIPPE, M.J.D.B.; Souza, L.A.; Delarmelindo, R.C.A. Protocolos de Administração de Leite Materno. Hospital Estadual Bauru, R02. Abr, 2007, 1 – 11 p.

- MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. Portaria Nº 1.439, Dispõe sobre Requisitos de Boas Práticas para Organização e Funcionamento dos Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano, Brasília, 18 de setembro de 2015.

- BRASIL, Ministério da Saúde – Secretaria de Assistência à Saúde e Departamento de Assistência e promoção à Saúde. Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde, Brasília, DF. 2010.



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO BANCO DE LEITE HUMANO

POP BLH 011 USO DE BOMBA ELÉTRICA PARA ORDENHA DE LEITE HUMANO



POP BLH 011 - PÁG.: 4/4 EMISSÃO: 08/02/2016 REVISÃO Nº 03 : 04/03/2022

## 9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n - USP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6219 / (14) 3811-6215 - E-mail: gq@hc.fmb.unesp.br	
<b>TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO</b>		

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	
1.1. Título: POP BLH 011 - USO DE BOMBA ELÉTRICA PARA ORDENHA DE LEITE HUMANO	
1.2. Área Responsável: Gerência Técnica de Nutrição e Dietética	
1.3. Data da Elaboração: 08/02/2016 Total de páginas: 04 Data da Revisão: 04/03/2022 Número da Revisão: 03	
<b>2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO</b>	
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP BLH 011 - USO DE BOMBA ELÉTRICA PARA ORDENHA DE LEITE HUMANO.	
Aprovo também a divulgação do meu nome completo.	
Data: <u>28/07/2022</u>	Assinatura: Nutricionista Responsável pelo Banco de Leite Humano: Angélica P. C. Almeida
Data: <u>22/09/2022</u>	Assinatura: Gerência Técnica de Nutrição e Dietética (GTND): Marina Nogueira Berbel Bufarah

Elaboração do Termo: En <sup>a</sup> Juliana S. Oliveira, Tatiane Blazon Rossi, Benvenuto, En <sup>a</sup> Cristiane R. Fortaleza	Aprovação Superintendência e Chefe do Gabinete do HC: Prof. Adj. André Luis Balbi e Prof. Dr. José Carlos Trindade Filho.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovação da GTND: Marina Nogueira Berbel Bufarah | Aprovação da Responsável pelo BLH: Angélica P. C. Almeida  
Aprovação da CCIRAS: Gestão 2022 | Aprovação SESMT: Gestão 2022

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2022