



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **028** CHECK LIST DAS SALAS DE EXAMES DAS
ESPECIALIDADES DE TÓRAX E PNEUMO



POP SEDT **028** - PÁG.: **1/7** EMISSÃO: **16/02/2017** REVISÃO Nº **02** : **30/06/2020**

1. OBJETIVO:

Preparar a sala de exame, para a recepção dos pacientes e realização de procedimentos de broncoscopia.

2. **ABRANGÊNCIA:** Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem do Serviço de Endoscopia.

3. MATERIAL E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos Comuns a Todas as Salas: Monitor multiparamétrico, Oximetria de Pulso, Esfigmomanômetro, Estetoscópio, Fluxômetro de Oxigênio e Ar comprimido com Frasco Montado com Extensão, Ambu Adulto Montado.

3.2. Mobiliários e Materiais Comuns a Todas as Salas: Maca disponível e arrumada, mesa auxiliar, suporte de soro, escadinha, tesoura de sala, sabão líquido no dispenser, papel toalha, comadre e/ou papagaio, 1 lixo branco e 1 lixo preto; 1 rolo de fita crepe, 1 rolo de esparadrapo, Hamper, suporte de álcool gel, caixa de material perfuro cortante, folha de planejamento da assistência de enfermagem.

4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Preparo da Maca

4.1.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.1.2. Receber a comunicação dos exames marcados para cada sala;

4.1.3. Verificar se a maca está limpa e higienizada pela limpadora, conferindo a etiqueta de higienização;

4.1.4. Colocar os lençóis, travesseiro e os cobertores na maca, se necessário;

4.1.5. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **028** CHECK LIST DAS SALAS DE EXAMES DAS
ESPECIALIDADES DE TÓRAX E PNEUMO



POP SEDT **028** - PÁG.: **2/7** EMISSÃO: **16/02/2017** REVISÃO Nº **02** : **30/06/2020**

4.2. Checagem da Iluminação e Campainhas de Chamadas

- 4.2.1. Acionar o interruptor de iluminação geral do leito disponibilizada no teto;
- 4.2.2. Aferir a iluminação da luminária específica do leito;
- 4.2.3. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.3. Checagem da Rede de Gases

- 4.3.1. Checar a rede de gases montada;
- 4.3.2. Aferir o fluxômetro de oxigênio na rede;
- 4.3.3. Abrir a válvula para checar a saída do gás;
- 4.3.4. Proteger a saída com dispositivo plástico;
- 4.3.5. Colocar o fluxômetro de ar comprimido na rede;
- 4.3.6. Abrir a válvula para checar a saída de ar comprimido;
- 4.3.7. Proteger as saídas dos gases com Tampa Plástica;
- 4.3.8. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.4. Checagem dos Parâmetros de Monitorização

- 4.4.1. Verificar a voltagem do equipamento de Monitorização;
- 4.4.2. Ligar o equipamento na tomada correspondente à sua voltagem;
- 4.4.3. Observar se o cabo de oximetria está conectado ao aparelho;
- 4.4.4. Inserir o sensor no dedo polegar para testar o traçado;
- 4.4.5. Verificar se o cabo de Pressão Arterial Não Invasiva está conectado ao aparelho;
- 4.4.6. Verificar a conexão do cabo de Oximetria de Pulso;
- 4.4.7. Providenciar os eletrodos para promover a correta monitorização do paciente, inclusive gel condutor, se necessário;
- 4.4.8. Colocar impresso de Check list na beira da maca;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **028** CHECK LIST DAS SALAS DE EXAMES DAS ESPECIALIDADES DE TÓRAX E PNEUMO



POP SEDT **028** - PÁG.: **3/7** EMISSÃO: **16/02/2017** REVISÃO Nº **02** : **30/06/2020**

4.4.9. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.5. Checagem dos Demais Equipamentos

4.5.1. Realizar teste do funcionamento do Esfigmomanômetro;

4.5.2. Providenciar o Estetoscópio para Ausculta;

4.5.3. Verificar se o suporte de soro está ao lado do leito;

4.5.4. Posicionar a escadinha de leito na lateral direita da cama;

4.5.5. Manter o lixo comum em frente ao leito;

4.5.6. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.5.7. Verificar se o dispensador de álcool gel esta funcionando e abastecido;

4.5.8. Liberar a sala para a realização do exame.

4.6. Equipamentos

4.6.1. Verificar a voltagem do Equipamento;

4.6.2. Ligar o equipamento na tomada correspondente à sua voltagem;

4.6.3. Observar se válvulas de ar, água, insuflação e dispositivo de borracha para canal de biópsia estão disponíveis para o exame;

4.6.4. Testar o Rack completo para uso, acoplando o aspirador;

4.6.5. Verificar o tanque de água acoplado ao Rack;

4.6.6. Observar se Bocal, pinça de biópsia, injetores, Kit ligadura, argônio estão disponíveis para uso no exame, (caso seja necessário);

4.6.7. Conferir os demais itens expressos na tabela abaixo;

4.6.8. Colocar impresso de Check list na beira da maca;

4.6.9. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.7. Equipamentos, Medicamentos, Instrumentais e Materiais



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **028** CHECK LIST DAS SALAS DE EXAMES DAS
ESPECIALIDADES DE TÓRAX E PNEUMO



POP SEDT **028** - PÁG.: **4/7** EMISSÃO: **16/02/2017** REVISÃO Nº **02** : **30/06/2020**

SALA PARA DE TÓRAX E PNEUMO	
EQUIPAMENTO	Broncoscópio montado (válvulas aspiração e dispositivo de borracha para canal de biópsia);
	Rack testado (aspirador acoplado);
	Aspirador montado e testado;
ACESSÓRIOS	Bocal, pinça de biópsia, frasco para coleta de lavado, lâmina de vidro fosca, escovinha, tubo cônico estéril, e tubo roxo (caso seja necessário);
FRASCOS PARA BIÓPSIA COM FORMOL	Recipiente para coleta de material e ou tecido cortado para colocar o fragmento da biópsia;
KIT DO EXAME CONTENDO:	01 seringa de 05ml, 01 agulha 40x12, 01 agulha 30x7e
	01 cateter de oxigênio, 01 umidificador, 01 tubo atóxico
	01 sonda levine n 08
	1 extensão de polifix
	01 dispositivo de punção venosa abocath n°22
	01 dispositivo de punção venosa abocath n°24
	01 ampola de soro fisiológico 0,9% - 10ml 01 frasco de soro fisiológico 100 ml 250ml de soro fisiológico 0,9%
	01 ampola de Buscopam Simples 01 bisnaga de xylocaína gel 01 ampola de adrenalina
	Kit de roupa (1 calça e 2 camisolos)
MEDICAÇÕES PARA SEDAÇÃO PSICOBX	01 xylo spray, 02 frascos com fentanil, 08 ampolas de Dormonid 5mg/ml, 02 ampolas de Flumazenil 0,1mg/ml, 01 ampola de Narcan 0,4 mg/ml, 01 lacre vermelho; 1 Xylo 2% com vasoconstrição e 1 xylocaina 2% sem vasoconstrição;
	01 folha com o check list das medicações que deverá ser preenchida e assinada pelo médico para a reposição das medicações
MATERIAIS	2 Cubas para testes dos aparelhos;
	2 mesas para procedimento;
	1 bacia redonda designadas para o Endoscópio limpo;
	1 bacia quadrada com tampa designada para o Endoscópio sujo;
	Gaze não estéril;
	Extensor de soro pequeno;
	1 bisnaga de xilocaína geleia;
1 Cuba estéril;	



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **028** CHECK LIST DAS SALAS DE EXAMES DAS ESPECIALIDADES DE TÓRAX E PNEUMO



POP SEDT **028** - PÁG.: **5/7** EMISSÃO: **16/02/2017** REVISÃO Nº **02** : **30/06/2020**

5. CONTINGÊNCIA:

- A checagem completa de todos os itens acima citados é condição básica para a segurança do paciente durante o período de realização dos exames. Deve ser cumprida a rigor.
- A Sala de Exames somente deve ser liberada após a checagem completa de todos os itens acima citados.

6. OBSERVAÇÕES:

- A sala de exame deve ser liberado após a checagem completa de todos os itens acima citados;
- Manter abastecido a unidade com dispensação de cloro hexedina, álcool gel, papel toalha;
- Manter os setores de uso comum organizados.

7. AUTORES e REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores –Tatiane Santa Rosa Diniz, Cassio Vieira de Oliveira, Fernanda Cristina Basques, Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Nilza Martins Ravazoli Brito.

7.2. Revisores – Tatiane Santa Rosa Diniz e Fernanda Cristina Basques.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Hendricks H. Planejamento e Organização do Serviço de Enfermagem. Manual de Normas e Rotinas. Apostila. São Paulo. CEDAS. Centro Universitário São Camilo. 1998. 87p.

- FELIPPE MJDB, Novelli SA e GARCIA LM. MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão da Unidade de Endoscopia. Hospital Estadual Bauru. 2007. R 02, 96p.

- GUERRERO GP, BECCARIA ML, TREVIZAN MA. Procedimento Operacional Padrão: Utilização na Assistência de Enfermagem em Serviços Hospitalares. Rev.Latino-am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v.16, n.6, p.966-972, 2008.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **028** CHECK LIST DAS SALAS DE EXAMES DAS
ESPECIALIDADES DE TÓRAX E PNEUMO



POP SEDT **028** - PÁG.: **6/7** EMISSÃO: **16/02/2017** REVISÃO Nº **02** : **30/06/2020**

9. ANEXO: Check List da Sala para Liberação de Exames de Endoscopia

HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CHECK LIST DA SALA PARA LIBERAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA	
Sala: _____ Data: ____/____/____	Exames: _____ Hora: ____:____

EQUIPAMENTO A CHECAR	SIM	NÃO	EQUIPAMENTO A CHECAR	SIM	NÃO
Endoscópio e Acessórios					
Monitor na Rede Elétrica					
			Lençóis: Travesseiro, Cobertor		
Cabo PA no Aparelho			Iluminação		
Oxímetro no Aparelho					
Fluxômetro Ar Comprimido			Rede de Gases e protegê-las		
Fluxômetro O ₂			Suporte de Soro		
EQUIPAMENTO A CHECAR	SIM	NÃO	Obs.: _____		
Escadinha					
Lixeira			FUNCIONÁRIO	ASSINATURA	
Dispensador de Álcool Gel					
Funcionamento das Tomadas			ENFERMEIRO	ASSINATURA	






PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **028** CHECK LIST DAS SALAS DE EXAMES DAS ESPECIALIDADES DE TÓRAX E PNEUMO



POP SEDT **028** - PÁG.: **7/7** EMISSÃO: **16/02/2017** REVISÃO Nº **02** : **30/06/2020**

10. TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO

		HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail qualidade@hcfmb.unesp.br			
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO					
1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: POP SEDT 028					
1.1. Título: CHECK LIST DAS SALAS DE EXAMES DAS ESPECIALIDADES DE TÓRAX E PNEUMO					
1.2. Elaboradores: Tatiane Santa Rosa Diniz, Cassio Vieira de Oliveira, Fernanda Cristina Basques, Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Nilza Martins Ravazoli Brito.					
1.3. Revisores: Tatiane Santa Rosa Diniz e Fernanda Cristina Basques					
1.4. Responsável pela Autorização:					
Nome:		Telefone: (14) 996360784			
CPF:		e-mail: tatyanialonso@yahoo.com.br			
Departamento/Serviço:					
2. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: FORMATO: PDF					
Data da Elaboração: <u>16/02/2017</u> Total de páginas: <u>06</u> Data da Revisão: <u>30/06/2020</u>					
Número da Revisão: <u>02</u>					
3. DECLARAÇÃO DO ELABORADOR/REVISOR RESPONSÁVEL:					
Considerando-se a autoria da elaboração / revisão do documento: POP SEDT 028 – CHECK LIST DAS SALAS DE EXAMES DAS ESPECIALIDADES DE TÓRAX E PNEUMO , cujos direitos da publicação supracitada, deve ser respeitada, autorizo o Núcleo de Gestão da Qualidade a disponibilizá-lo em meio eletrônico, no Serviço de Informação Hospitalar . Autorizo também sua divulgação na rede interna – intranet , no formato especificado, para fins de consulta por todos os funcionários do CA HCFMB .					
Data: <u>26/01/20</u>		Assinatura: 			
		Carimbo: Tatiane Santa Rosa Diniz Enfermeira COREN/SP - 265412			