



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **032** CHECK LIST DAS SALAS DE EXAME DE URODINÂMICAPOP SEDT **032** - PÁG.: **1/6** EMISSÃO: **06/04/2017** REVISÃO Nº **02** : **01/07/2020**

## 1. OBJETIVO:

Preparar a sala de exame, para a recepção dos pacientes e realização de procedimentos urodinâmicos.

## 2. ABRANGÊNCIA: Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem do Serviço de Endoscopia.

## 3. MATERIAL E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

3.1. Mobiliários e Materiais: Mesa ginecológica disponível e arrumada, mesa auxiliar, suporte de soro, escadinha, tesoura de sala, sabão líquido no dispenser, papel toalha, 1 lixo branco e 1 lixo preto; 1 rolo de fita crepe, 1 rolo de esparadrapo, Hamper, suporte de álcool gel, caixa de material perfuro cortante, folha de planejamento da assistência de enfermagem.

## 4. PROCEDIMENTOS:

### 4.1. Preparo da Maca

4.1.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.1.2. Receber a comunicação dos exames marcados para cada sala;

4.1.3. Verificar se a mesa ginecológica está limpa e higienizada pela limpadora, conferindo a etiqueta de higienização;

4.1.4. Conferir os controles de posicionamento da mesa ginecológica: Decúbitos, Lateralizações (grades) e Elevações;

4.1.5. Colocar os lençóis, travesseiro e os cobertores na maca, se necessário;

4.1.6. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos).

### 4.2. Checagem da Iluminação

4.2.1. Acionar o interruptor de iluminação geral do leito disponibilizada no teto;

4.2.2. Aferir a iluminação da luminária específica do leito;



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT 032 CHECK LIST DAS SALAS DE EXAME DE URODINÂMICA



POP SEDT 032 - PÁG.: 2/6 EMISSÃO: 06/04/2017 REVISÃO Nº 02 : 01/07/2020

4.2.3. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos).

### 4.3. Checagem dos Demais Equipamentos

4.3.1. Posicionar a escadinha de leito na lateral direita da cama;

4.3.2. Manter o lixo comum em frente ao leito;

4.3.3. Verificar se o dispensador de álcool gel esta funcionando e abastecido;

4.3.4. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.3.5. Liberar a sala para a realização do exame.

### 4.4. Equipamentos

4.4.1. Verificar a voltagem do Equipamento de Urofluxo;

4.4.2. Ligar o aparelho de Urofluxo na tomada correspondente à sua voltagem;

4.4.3. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.4.4. Manter o equipo no SF 0,9% de 1000ml e preencher o extensor;

4.4.5. Conectar o equipo na bomba de soro;

4.4.6. Preencher os 2 sensores e os 2 extensores com água destilada;

4.4.7. Retirar o ar do balão retal;

4.4.8. Conectar o balão retal no 1º extensor;

4.4.9. Conectar a sonda no 2º extensor;

4.4.10. Proteger as sondas até o início do exame;

4.4.11. Posicionar a balança adequadamente abaixo do funil acoplado a mesa ginecológica;

4.4.12. Deixar a sala adequada para o início do exame;

4.4.13. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT 032 CHECK LIST DAS SALAS DE EXAME DE URODINÂMICA



POP SEDT 032 - PÁG.: 3/6 EMISSÃO: 06/04/2017 REVISÃO Nº 02 : 01/07/2020

### 4.5. Equipamentos, Medicamentos, Instrumentais e Materiais

SALA PARA URODINÂMICA	
EQUIPAMENTO	Aparelho de urodinâmica calibrado;
	Mesa Ginecológica Montada;
FRASCOS	1 Frasco de urina;
KIT DO EXAME CONTENDO:	02 Seringas 20ml; 01Seringa 10ml;
	1 Sonda Levine N. 6;1 Sonda Levine N. 8;
	Sonda Urodinamica 7 Fr;
	Sonda Folley (SN);
	Bolsa Coletora (SN);
	Balão Retal;
	3 Extensores;
	Equipo;
	Xilocaína Gel;
	1 mesa para procedimento;
	Luva estéril;
	Gaze estéril;
	PVPI
	Esparadrapo;
	Torneira 3 vias;
	02 ampolas de Água destilada.
Kit Cateterismo;	
Luvas de Procedimento	

## 5. CONTINGÊNCIA:

5.1. A checagem completa de todos os itens acima citados é condição básica para a segurança do paciente durante o período de realização dos exames. Deve ser cumprida a rigor.

5.2. A Sala de Exames somente deve ser liberada após a checagem completa de todos os itens acima citados.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT 032 CHECK LIST DAS SALAS DE EXAME DE URODINÂMICA



POP SEDT 032 - PÁG.: 4/6 EMISSÃO: 06/04/2017 REVISÃO Nº 02 : 01/07/2020

### 6. OBSERVAÇÕES:

- 6.1. A sala de exame deve ser liberada após a checagem completa de todos os itens acima citados.
- 6.2. Manter abastecido a unidade com dispensação de clorohexedina, álcool gel, papel toalha,
- 6.3. Manter os setores de uso comum organizados;

### 7. AUTORES E REVISORES

- 7.1. Autores / Colaboradores – Tatiane Santa Rosa Diniz, Cassio Vieira de Oliveira, Fernanda Cristina Basques, Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Nilza Martins Ravazoli Brito.
- 7.2. Revisores – Tatiane Santa Rosa Diniz e Fernanda Cristina Basques

### 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Hendricks H. Planejamento e Organização do Serviço de Enfermagem. Manual de Normas e Rotinas. Apostila. São Paulo. CEDAS. Centro Universitário São Camilo. 1998. 87p.
- FELIPPE MJDB, Novelli SA e GARCIA LM. MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão da Unidade de Endoscopia. Hospital Estadual Bauru. 2007. R 02, 96p.
- GUERRERO GP, BECCARIA ML, TREVIZAN MA. Procedimento Operacional Padrão: Utilização na Assistência de Enfermagem em Serviços Hospitalares. Rev.Latino-am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v.16, n.6, p.966-972, 2008.





**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO  
 SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA  
 E TERAPÊUTICA**

POP SEDT **032** CHECK LIST DAS SALAS DE EXAME DE URODINÂMICA



POP SEDT **032** - PÁG.: **5/6** EMISSÃO: **06/04/2017** REVISÃO Nº **02** : **01/07/2020**

**9. ANEXO: Check List da Sala para Liberação de Exames de Endoscopia**

HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CHECK LIST DA SALA PARA LIBERAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA	
Sala: _____ Data: ____/____/____	Exames: _____ Hora: ____:____

EQUIPAMENTO A CHECAR	SIM	NÃO	EQUIPAMENTO A CHECAR	SIM	NÃO
Endoscópio e Acessórios					
Monitor na Rede Elétrica					
			Lençóis: Travesseiro, Cobertor		
Cabo PA no Aparelho			Iluminação		
Oxímetro no Aparelho					
Fluxômetro Ar Comprimido			Rede de Gases e protegê-las		
Fluxômetro O2			Suporte de Soro		
EQUIPAMENTO A CHECAR	SIM	NÃO	Obs.: _____		
Escadinha					
Lixeira			<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>ASSINATURA</b>	
Dispensador de Álcool Gel					
Funcionamento das Tomadas			<b>ENFERMEIRO</b>	<b>ASSINATURA</b>	



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT 032 CHECK LIST DAS SALAS DE EXAME DE URODINÂMICA



POP SEDT 032 - PÁG.: 6/6 EMISSÃO: 06/04/2017 REVISÃO Nº 02 : 01/07/2020

## 10. TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail qualidade@hcfmb.unesp.br	
<b>TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO</b>		

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: POP SEDT 032</b>	
<b>1.1. Título: CHECK LIST DAS SALAS DE EXAME DE URODINÂMICA</b>	
<b>1.2. Elaboradores:</b> Tatiane Santa Rosa Diniz, Cassio Vieira de Oliveira, Fernanda Cristina Basques, Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Nilza Martins Ravazoli Brito.	
<b>1.3. Revisores:</b> Tatiane Santa Rosa Diniz e Fernanda Cristina Basques	
<b>1.4. Responsável pela Autorização:</b>	
<b>Nome:</b> <i>Tatiane Santa Rosa Diniz</i>	<b>Telefone:</b> <i>(14) 996360784</i>
<b>CPF:</b> <i>30184156807</i>	<b>e-mail:</b> <i>tatyanialonso@yahoo.com.br</i>
<b>Departamento/Serviço:</b>	
<b>2. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: FORMATO: PDF</b>	
<b>Data da Elaboração:</b> 06/04/2017 <b>Total de páginas:</b> 05 <b>Data da Revisão:</b> 01/07/2020	
<b>Número da Revisão:</b> 02	
<b>3. DECLARAÇÃO DO ELABORADOR/REVISOR RESPONSÁVEL:</b>	
Considerando-se a autoria da elaboração / revisão do documento: <b>POP SEDT 032 – CHECK LIST DAS SALAS DE EXAME DE URODINÂMICA</b> , cujos direitos da publicação supracitada, deve ser respeitada, autorizo o <b>Núcleo de Gestão da Qualidade</b> a disponibilizá-lo em meio eletrônico, no <b>Serviço de Informação Hospitalar</b> . <b>Autorizo também sua divulgação</b> na rede interna – <b>intranet</b> , no formato especificado, para fins de consulta por todos os funcionários do <b>CA HCFMB</b> .	
<b>Data:</b> <i>20/11/20</i>	<b>Assinatura:</b>
<b>Carimbo:</b>	<b>Tatiane Santa Rosa Diniz</b> Enfermeira CORENIS - 285412