



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SETOR DE DIETAS ESPECIALIZADAS: LACTÁRIO

POP DEL 015 – Preparo dos Materiais (Copinhos e Tampas, Mamadeiras e seus Acessórios (Bicos, Arruelas e Capuzes de Mamadeiras) para serem esterilizados.



POP DEL 015 - PÁG - 1 / 4 - EMISSÃO: 20/08/2024 - PRÓXIMA REVISÃO: 20/08/2026

1. **OBJETIVO:** preparar os materiais (mamadeiras e seus acessórios) para serem esterilizados.

2. **ABRANGÊNCIA:** Profissionais do lactário.

3. **MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:**

3.1. **Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):** não se aplica.

3.2. **Materiais específicos:** embalagens de grau cirúrgico, fita crepe, sacos plásticos, tesoura, etiquetas autoadesivas.

4. **PROCEDIMENTOS:**

4.1 **PREPARO DOS MATERIAIS (COPINHOS E TAMPAS, MAMADEIRAS E SEUS ACESSÓRIOS (BICOS, ARRUELAS E CAPUZES DE MAMADEIRAS) PARA SEREM ESTERILIZADOS.**

1. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
2. Borrifar álcool 70INPM em toda superfície da bancada que será usada para colocar os materiais que serão embalados;
3. Friccionar o pano multiuso em toda bancada até a secagem completa;
4. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
5. Trazer os materiais que já estão secos da higienização para essa área;
6. Preparar as embalagens de grau cirúrgico para serem utilizadas. Os graus cirúrgicos de rolo, medir e cortar em aproximadamente 55 cm. Fechar 1 ponta com um pedaço pequeno de fita crepe;
7. Separar os materiais para serem embalados:

Aprovação – Supervisão do Lactário: Angélica Pereira da Cunha de Almeida – **Gerência Técnica de Nutrição e Dietética (GTND):** Marina Nogueira Berbel Bufarah - **SESMT / CCIRAS**



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SETOR DE DIETAS ESPECIALIZADAS: LACTÁRIO

POP DEL 015 – Preparo dos Materiais (Copinhos e Tampas, Mamadeiras e seus Acessórios (Bicos, Arruelas e Capuzes de Mamadeiras) para serem esterilizados.



POP DEL 015 - PÁG - 2 / 4 - EMISSÃO: 20/08/2024 - PRÓXIMA REVISÃO: 20/08/2026

- As mamadeiras de 240 ml e 80 ml: intercalar 4 mamadeiras com o bico e capuz. Fechar a outra ponta com um pedaço pequeno de fita crepe;
 - As chuquinhas e copos: usar a embalagem de grau cirúrgico 19x37 cm. Intercalar 4 chucas com o bico e capuz. Depois de embalar, fechar a ponta aberta com um pedaço pequeno de fita crepe;
 - Os copos e tampas: usar o grau cirúrgico 15x28 cm, intercalar 2 copos com a tampa. Retirar o autoadesivo do grau, fechar sem deixar rasuras.
 - As arruelas: usar o grau cirúrgico 15x28 cm. Colocar 5 arruelas, uma do lado da outra;
8. Identificar as embalagens com etiqueta autoadesiva escrito lactário;
 9. Após embalar todos os materiais, acondicionar em sacos plásticos grandes e anotar a quantidade de embalagens;
 10. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
 11. Diariamente, preencher o impresso da quantidade de embalagens que será entregue a Central de Materias de Esterilização (CME). Entregar às 7h30 da manhã para a equipe do CME selar e esterilizar;
 12. Diariamente a tarde, depois das 15h30, buscar o material esterilizado no CME;
 13. Chegando ao setor de lactário, levar todo material esterilizado na sala de apoio e arrumar em sacos plásticos identificando qual o material e o mês da esterilização;
 14. Guardar os sacos com material esterilizado em prateleiras identificadas;
 15. Conforme necessidade, as funcionárias escaladas no setor de envase busca esses materiais e coloca no carrinho de apoio perto do setor de envase para serem utilizados;

Aprovação – Supervisão do Lactário: Angélica Pereira da Cunha de Almeida – **Gerência Técnica de Nutrição e Dietética (GTND):** Marina Nogueira Berbel Bufarah - **SESMT / CCIRAS**



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SETOR DE DIETAS ESPECIALIZADAS: LACTÁRIO

POP DEL 015 – Preparo dos Materiais (Copinhos e Tampas, Mamadeiras e seus Acessórios (Bicos, Arruelas e Capuzes de Mamadeiras) para serem esterilizados.



POP DEL 015 - PÁG - 3 / 4 - EMISSÃO: 20/08/2024 - PRÓXIMA REVISÃO: 20/08/2026

5. **CONTINGÊNCIA:** Caso a esterilização em autoclave não seja possível, usar o hipoclorito para esterilização dos materiais.

6. **OBSERVAÇÕES:** Não se aplica.

7. **AUTORES:**

7.1. **Autores:** Angélica Pereira da Cunha de Almeida e Valdete de Oliveira Ramalho de Souza

8. **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

1. **AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA).** Resolução RDC nº 171, de 04 de setembro de 2006. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o funcionamento de lactários em estabelecimentos de saúde. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 05 set. 2006.

2. **BRASIL, Ministério da Saúde** – Secretaria de Assistência à Saúde e Departamento de Assistência e promoção à Saúde. Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde, Brasília, DF. 2010.

3. **GALEGO, D. S.; RUONTOLO, F.; BARRIOS, W. D.; REIS, A. P. A.** Manual de boas práticas em nutrição e lactário. GENELAC (Grupo de Estudos em Nutrição Enteral e Lactário) – Editora Manole, 2020.

Aprovação – Supervisão do Lactário: Angélica Pereira da Cunha de Almeida – **Gerência Técnica de Nutrição e Dietética (GTND):** Marina Nogueira Berbel Bufarah - **SESMT / CCIRAS**



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SETOR DE DIETAS ESPECIALIZADAS: LACTÁRIO

POP DEL 015 – Preparo dos Materiais (Copinhos e Tampas, Mamadeiras e seus Acessórios (Bicos, Arruelas e Capuzes de Mamadeiras) para serem esterilizados.



POP DEL 015 - PÁG - 4 / 4 - EMISSÃO: 20/08/2024 - PRÓXIMA REVISÃO: 20/08/2026

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
1.1. Título: POP DEL 15 – PREPARO DOS MATERIAIS (COPINHOS E TAMPAS, MAMADEIRAS E SEUS ACESSÓRIOS (BICOS, ARRUELAS E CAPUZES DE MAMADEIRAS)) PARA SEREM ESTERILIZADOS		
1.2. Área Responsável: SETOR DE DIETAS ESPECIALIZADAS - LACTÁRIO		
1.3. Data da Elaboração: 20/08/2024 Total de páginas: 4		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
NOME	SETOR	ASSINATURA
Angelica Pereira da Cunha de Almeida	Setor de Dietas Especializadas: Lactário	
Valdete de Oliveira Ramalho de Souza	Setor de Dietas Especializadas: Lactário	
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP DEL 15 – PREPARO DOS MATERIAIS (COPINHOS E TAMPAS, MAMADEIRAS E SEUS ACESSÓRIOS (BICOS, ARRUELAS E CAPUZES DE MAMADEIRAS)) PARA SEREM ESTERILIZADOS Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: <u>01/11/2024</u>	Assinatura: Aprovação da Supervisão do Lactário: Angélica Pereira da Cunha de Almeida	
Data: <u>01/11/2024</u>	Assinatura: Aprovação da Gerência Técnica de Nutrição e Dietética (GTND): Marina Nogueira Berbel Bufarah	

Aprovação – Supervisão do Lactário: Angélica Pereira da Cunha de Almeida – Gerência Técnica de Nutrição e Dietética (GTND): Marina Nogueira Berbel Bufarah - SESMT / CCIRAS