



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTES

POP AMBTX 001– Coleta de amostra biológica para teste genético



POP AMBTX 001- PÁG - 1 / 5 - EMISSÃO: 01/04/2025 VERSÃO Nº 0- - PRÓXIMA REVISÃO: 01/04/2027

1. OBJETIVO: padronizar a coleta de amostras para a investigação de pacientes em critérios de suspeita de doenças raras, de modo que os profissionais possam realizar o procedimento de maneira segura e a coleta seja realizada de maneira correta, garantindo a qualidade da amostra. Confirmar de forma definitiva o diagnóstico das doenças raras e comuns.

2. ABRANGÊNCIA: enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos

3. MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): luvas de procedimento

3.2. Materiais Específicos para o Procedimento: kit de análise genética (coleta de amostra oral), contendo pedido médico, swab oral, envelope e caixa para acondicionamento da amostra.

4. PROCEDIMENTOS

1. Higienizar as mãos (álcool gel 15 segundos de fricção, no mínimo, ou lavar com água e sabão por 30 segundos, no mínimo);
2. Reunir todo o material;
3. Conferir a identificação do paciente (nome completo, CPF, data de nascimento e data da coleta) com o pedido de solicitação de exame;
4. Colar uma etiqueta de solicitação do exame no tubo de exame;
5. Colar a segunda etiqueta na caixa para armazenamento da embalagem,
6. Colocar todo o material na bandeja e colocar a bandeja no carrinho auxiliar;
7. Dirigir-se ao paciente;
8. Higienizar as mãos (álcool gel 15 segundos de fricção, no mínimo, ou lavar com água e sabão por 30 segundos, no mínimo);
9. Colocar máscara cirúrgica;

Aprovação da Supervisora de Enfermagem: Ariane Moyses Bravin
Aprovação da Gerente do Núcleo de Ambulatórios: Liriane Mariano da Silva Garita
Aprovação da CCIRAS
Aprovação SESMT



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTES

POP AMBTX 001– Coleta de amostra biológica para teste genético



POP AMBTX 001- **PÁG - 2 / 5 - EMISSÃO: 01/04/2025 VERSÃO Nº 0- - PRÓXIMA REVISÃO: 01/04/2027**

10. Calçar as luvas de procedimento, até que cubram os punhos, evitando exposição dos braços;
11. Conferir os dados (novamente) com a etiqueta de identificação do exame;
12. Explicar o procedimento ao paciente;
13. Posicionar o paciente sentado mantendo a cabeça apoiada para coleta do exame;
14. Perguntar para o paciente (caso esteja em condição de responder): “Qual seu nome?”, “Qual é sua data de nascimento?”, “Qual seu CPF?”
15. Abrir a embalagem e remover o coletor sem tocar na ponta da esponja;
16. Pedir para que o paciente abra a boca;
17. Colocar a esponja o mais fundo possível da bochecha e esfregar ao longo da parte inferior da gengiva em um movimento para frente e para trás;
18. Esfregar a esponja na gengiva, suavemente, por 10 vezes. Se possível, evite esfregar nos dentes;
19. Repetir esse movimento, suavemente, no lado oposto da boca ao longo da parte inferior da gengiva por mais 10 vezes;
20. Reintroduzir o swab no frasco e pressionar a tampa, firmemente;
21. Inserir o swab no biobag e lacrar;
22. Armazenar o material na caixa, lacrar e colocar dentro do envelope;
23. Deixar o paciente em posição confortável;
24. Recompôr a unidade;
25. Retirar as luvas;
26. Higienizar as mãos (álcool gel 15 segundos de fricção, no mínimo, ou lavar com água e sabão por 30 segundos, no mínimo);
27. Manter o material em lugar fresco e seco, ao abrigo da luz.

Aprovação da Supervisora de Enfermagem: Ariane Moyses Bravin
Aprovação da Gerente do Núcleo de Ambulatórios: Liriane Mariano da Silva Garita
Aprovação da CCIRAS
Aprovação SESMT



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTES

POP AMBTX 001– Coleta de amostra biológica para teste genético



POP AMBTX 001- **PÁG - 3 / 5 - EMISSÃO: 01/04/2025 VERSÃO Nº 0- - PRÓXIMA REVISÃO: 01/04/2027**

28. O material biológico estará pronto para ser enviado ao laboratório. Enviar para análise em até 3 dias.
29. Higienizar a bandeja e o carrinho auxiliar (ou bancada), utilizando pano multiuso e álcool 70INPM;
30. Higienizar as mãos (álcool gel 15 segundos de fricção, no mínimo, ou lavar com água e sabão por 30 segundos, no mínimo);
31. Solicitar ao laboratório responsável, através de um e-mail ou site do laboratório, que busque o material no Ambulatório de Transplante;
32. Realizar as anotações, pertinentes ao procedimento, no Sistema de Informação Hospitalar (SIH).

5. CONTINGÊNCIA

Se o SIH estiver indisponível, a anotação deverá ser realizada, posteriormente, assim que o sistema retornar.

6. OBSERVAÇÕES

- O paciente NÃO deve comer, beber, fumar, escovar os dentes, utilizar enxaguante bucal, ou goma de mascar 30 minutos antes de coletar a amostra oral.
- NÃO toque na ponta da esponja localizada na extremidade da haste do swab. Tenha cuidado para que a esponja não encoste em qualquer superfície antes da coleta.

7. AUTORES

7.1 AUTORES: Ariane Moyses Bravin, Luciana Yoshie Tome

Aprovação da Supervisora de Enfermagem: Ariane Moyses Bravin
Aprovação da Gerente do Núcleo de Ambulatórios: Liriane Mariano da Silva Garita
Aprovação da CCIRAS
Aprovação SESMT



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTES

POP AMBTX 001– Coleta de amostra biológica para teste genético



POP AMBTX 001- **PÁG - 4 / 5 - EMISSÃO: 01/04/2025 VERSÃO Nº 0- - PRÓXIMA REVISÃO: 01/04/2027**

8. REFERÊNCIAS

Não se aplica



Aprovação da Supervisora de Enfermagem: Ariane Moyses Bravin
Aprovação da Gerente do Núcleo de Ambulatórios: Liriane Mariano da Silva Garita
Aprovação da CCIRAS
Aprovação SESMT



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTES

POP AMBTX 001- Coleta de amostra biológica para teste genético



POP AMBTX 001- PÁG - 5 / 5 - EMISSÃO: 01/04/2025 VERSÃO Nº 0- - PRÓXIMA REVISÃO: 01/04/2027

9.TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail: qualidade.hcfmb@unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

1.1.Título: POP AMBTX 001- Coleta de amostra biológica para teste genético

1.2. Área Responsável: Núcleo de Ambulatórios

1.3. Data da Elaboração: 31/10/2025 - Total de páginas: 5 - Versão: 00

Próxima Revisão: 31/10/2027

1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dado (nome completo) durante a vigência do documento: Regimento Interno do Núcleo Interno de Regulação (NIR).

Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:

NOME	SETOR	ASSINATURA
Ariane Moyses Bravin,	Ambulatório de Transplantes	Ariane M Bravin
Luciana Yoshie Tome	Ambulatório de Transplantes	Luciana Yoshie Tome

2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO)

Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP AMBTX 001- Coleta de amostra biológica para teste genético

Também autorizo a exposição do meu nome completo.

Data: 07/11/2025	Assinatura:
Aprovação da Gerente do Núcleo de Ambulatórios: Liriane Mariano da Silva Garita	

Aprovação da Supervisora de Enfermagem: Ariane Moyses Bravin
Aprovação da Gerente do Núcleo de Ambulatórios: Liriane Mariano da Silva Garita
Aprovação da CCIRAS
Aprovação SESMT