



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **026** PREPARO E ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE
O PROCEDIMENTO COM CIANOCRILATO



POP SEDT **026** - PÁG.: **1/4** EMISSÃO: **06/03/2017** REVISÃO Nº **02** : **15/05/2020**

1. OBJETIVO:

Descrever o preparo e a assistência de enfermagem durante a realização do procedimento de cianocrilato. A injeção de cianocrilato é utilizada nos casos de varizes de estômago com risco de sangramento.

2. ABRANGÊNCIA: Equipe Médica, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem.

3. MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): gorro, máscara cirúrgica, roupa privativa do setor, calçado fechado, luvas de procedimento, óculos de proteção e avental descartável.

3.2. Equipamentos Comuns a Todas as Salas: Monitor multiparamétrico, Oximetria de Pulso, Esfigmomanômetro, Estetoscópio, Termômetro Digital, Bombas de Infusão, Fluxômetro de Oxigênio e Ar comprimido com Frasco Montado com Extensão, Ambu Adulto Montado.

3.3. Mobiliários e Materiais Comuns a Todas as Salas: Maca disponível e arrumada, mesa auxiliar, suporte de soro, escadinha, tesoura de sala, sabão líquido no dispenser, papel toalha, comadre e/ou papagaio, 1 lixo branco e 1 lixo preto; 1 rolo de fita crepe, 1 rolo de esparadrapo, Hamper, suporte de álcool gel, caixa de material perfuro cortante, folha de planejamento da assistência de enfermagem.

3.4 Outros Materiais e Equipamentos específicos: 1 mesa auxiliar destinada exclusivamente para o procedimento; 01 Seringa de 3 ml com luer lock; 05 Seringas de 5 ml com luer lock; 06 agulhas hipodérmicas 30x9; 02 injetor de esclerose n 19G ou 23 G, 2 pacotes de gase; 02 ampolas de lipiodol; 02 ampolas de cianocrilato (caixa de isopor identificada na geladeira na sala de materiais), 01 frasco de água destilada 250 ml, 1 cuba rim; 1 tesoura;

4. PROCEDIMENTO:

4.1. Preparo

4.1.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.1.2. Colocar os EPIs: luvas de procedimento, óculos de proteção, gorro, máscara cirúrgica, avental descartável.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **026** PREPARO E ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE
O PROCEDIMENTO COM CIANOCRILATO



POP SEDT **026** - PÁG.: **2/4** EMISSÃO: **06/03/2017** REVISÃO Nº **02** : **15/05/2020**

4.1.3. Aspirar 0,8 ml de lipiodol na seringa de 3 ml e 1ml de cianocrilato;

4.1.4. Aspirar água destilada em 3 seringas de 05 ml: 01 com 02ml, 01 com 03 ml e 01 com 05 ml;

4.1.5. Aspirar 04 ml de Lipiodol para lubrificar o injetor e canal de trabalho.

4.2. Procedimento de Enfermagem:

4.2.1. Abrir o injetor;

4.2.2. Lubrificar o lúmen e externamente com Lipiodol 02 a 03 ml;

4.2.3. Oferecer a medicação para o médico injetar o restante do Lipiodol no canal de trabalho e na ponta do aparelho, introduzindo o aparelho, visualizando e puncionando a varize;

4.2.4. Auxiliar o médico a injetar água destilada para certificar-se do posicionamento correto da punção;

4.2.5. Preparar a seringa de 02 ml;

4.2.6. Aspirar água destilada em 3 seringas de 05 ml: 01 com 02ml, 01 com 03 ml e 01 com 05 ml;

4.2.7. Aspirar 04 ml de Lipiodol para lubrificar o injetor e canal de trabalho.;

4.2.8. Conectar a seringa preparada de Lipiodol e Cianoacrilato ao injetor e ao comando do médico injetar a medicação contando 30 segundos do início ao fim da injeção;

4.2.9. Injetar água destilada contida na seringa de 0,3 ml para retirar a solução de Cianoacrilato do lúmen do injetor;

4.2.10. Auxiliar o médico a retirar o injetor da varizes;

4.2.11. Injetar água destilada na luz gástrica – SERINGA com 05ml;

4.2.12. Recolher a agulha do injetor na capa protetora a pedido médico;

4.2.13. Cortar a ponta do injetor após a retirada do aparelho pelo médico;

4.2.14. Puxar a manopla para cima;

4.2.15. Aspirar abundantemente água no canal de trabalho;

4.2.16. Desprezar o material perfurocortante em seu coletor;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **026** PREPARO E ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE
O PROCEDIMENTO COM CIANOCRILATO



POP SEDT **026** - PÁG.: **3/4** EMISSÃO: **06/03/2017** REVISÃO Nº **02** : **15/05/2020**

4.2.17. Encaminhar o endoscópio para o reprocessamento;

4.2.18. Retirar os EPIs; Descrever.

4.2.19. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.2.20. Realizar anotação no SIH;

5. CONTINGÊNCIA:

- Todo o conteúdo a ser preparado, encontra-se dentro da sala de Emergência de Endoscopia – sala 8. (Maleta Histoacryl)
- O Histoacryl, encontra-se dentro da geladeira em recipiente identificado.

6. AUTORES E REVISORES

6.1. Autores / Colaboradores – Tatiane Santa Rosa Diniz, Cássio Vieira de Oliveira, Fernanda Cristina Basques, Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Nilza Martins Ravazoli Brito.

6.2. Revisores – Tatiane Santa Rosa Diniz e Fernanda Cristina Basques.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Felipe MJDB, Novelli SAP, Sato, AL. Manual de Normas e Rotinas da Unidade de Endoscopia. Hospital Estadual Bauru. 2004. 46 p.

- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas recomendadas. 5 ed. São Paulo: SOBECC, 2009.

- Oliveira JCB, Cecílio AS, Vivan CE, Golveia DA, Franco EAT. Procedimento Operacional Padrão 18 – Assistência de Enfermagem em Endoscopia. Hospital Estadual Bauru. 2007. 1 – 19 p.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **026** PREPARO E ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE
O PROCEDIMENTO COM CIANOCRILATO



POP SEDT **026** - PÁG.: **4/4** EMISSÃO: **06/03/2017** REVISÃO Nº **02** : **15/05/2020**

8. TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail qualidade@hcfmb.unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO		
1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: POP SEDT 026		
1.1. Título: PREPARO E ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO COM CIANOCRILATO		
1.2. Elaboradores: Tatiane Santa Rosa Diniz, Cássio Vieira de Oliveira, Fernanda Cristina Basques, Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Nilza Martins Ravazoli Brito.		
1.3. Revisores: Tatiane Santa Rosa Diniz e Fernanda Cristina Basques		
1.4. Responsável pela Autorização:		
Nome:	Tatiane Santa Rosa Diniz	
Telefone:	(14) 996360784	
CPF:	30181156807	
e-mail:	tatianialente@yahoo.com.br	
Departamento/Serviço:		
2. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: FORMATO: PDF		
Data da Elaboração: <u>06/03/2017</u> Total de páginas: <u>03</u> Data da Revisão: <u>15/05/2020</u>		
Número da Revisão: <u>02</u>		
3. DECLARAÇÃO DO ELABORADOR/REVISOR RESPONSÁVEL:		
Considerando-se a autoria da elaboração / revisão do documento: POP SEDT 026 – PREPARO E ATENÇÃO AO PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO COM CIANOCRILATO , cujos direitos da publicação supracitada, deve ser respeitada, autorizo o Núcleo de Gestão da Qualidade a disponibilizá-lo em meio eletrônico, no Serviço de Informação Hospitalar . Autorizo também sua divulgação na rede interna – intranet , no formato especificado, para fins de consulta por todos os funcionários do CA HCFMB .		
Data: <u>26/11/20</u>	Assinatura:	
	Carimbo	Tatiane Santa Rosa Diniz Enfermeira COREN/SP - 285412