



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO SERVIÇO DE NEUROLOGIA DIAGNÓSTICA - SND

POP SND 003 REALIZAÇÃO DO EXAME POLIGRAFIA NEONATAL DIGITAL



POP SND 003 - PÁG.: 1/4 EMISSÃO: 26/07/2018 REVISÃO Nº 01 : 01/04/2021

1. OBJETIVO:

Realizar exame que faz o registro completo da atividade elétrica cerebral, da respiração dos sinais indicativos de relaxamento muscular, movimentos oculares, oxigenação, taquicardia, sofrimento cardíaco e estado do sono. Poligrafia é exame realizado para avaliação de variáveis biológicas durante o sono e vigília. Apneia e roncos. Avaliar os aspectos comportamentais permitindo várias avaliações simultâneas, através do equipamento com inúmeros canais, com software para gravar e armazenar com vários parâmetros acoplados.

2. ABRANGÊNCIA:

Médico Neurologista, Enfermeiros, Técnico de Enfermagem e/ou auxiliar de enfermagem.

3. MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Luvas de procedimento.

3.2. Materiais e Equipamentos Específicos para o Procedimento: Pasta de boa qualidade e boa condutividade elétrica para fixar eletrodos, Álcool 70 INPM, Espátulas descartáveis, Gazes não estéril, Fita micropore, Lençol descartável, Tecido de algodão cortado em pedaços, para fixação os eletrodos, Caneta demarcadora, Livro ata para registros dos pacientes; SF 0,9 % 10 ml, 01 Divã, escadinha, fita métrica, 1 equipamento de Poligrafia Digital, contendo as seguintes descrições:

- Eletroencefalograma;
- Eletrocardiograma;
- Eletromiografia;
- Eletro-oculografia;
- Fluxo aéreo nasal e bucal;
- Saturação O₂ – oxímetro transcutâneo;
- Esforço respiratório (Tórax e Abdominal);
- Foto estimulação intermitente.

4. PROCEDIMENTO:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou Álcool Gel (mínimo 15 segundos);



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO SERVIÇO DE NEUROLOGIA DIAGNÓSTICA - SND

POP SND 003 REALIZAÇÃO DO EXAME POLIGRAFIA NEONATAL DIGITAL



POP SND 003 - PÁG.: 2/4 EMISSÃO: 26/07/2018 REVISÃO Nº 01 : 01/04/2021

- 4.2. Receber o pedido de Poligrafia;
- 4.3. Entrar em contato onde o RN está internado ou em atendimento ambulatorial;
- 4.4. Conferir o nome completo e o exame a ser realizado;
- 4.5. Preencher uma ficha de identificação do RN no programa do aparelho de poligrafia;
- 4.6. Conferir o pedido com a pulseira de identificação;
- 4.7. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou Álcool Gel (mínimo 15 segundos);
- 4.8. Forrar a divã com lençol descartável;
- 4.9. Retirar com o colchão o RN da encubadora;
- 4.10. Cobrir com o cobertor;
- 4.11. Orientar a mãe sobre o exame a ser realizado;
- 4.12. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou Álcool Gel (mínimo 15 segundos);
- 4.13. Calçar as luvas de procedimento;
- 4.14. Realizar a montagem dos eletrodos;
- 4.15. Iniciar o exame;
- 4.16. Retirar os eletrodos ao término do exame;
- 4.17. Retirar o excesso de pasta do couro cabeludo e realiza a higienização;
- 4.18. Esclarecer dúvidas prazo laudo 60 dias;
- 4.19. Retirar as luvas de procedimento;
- 4.20. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou Álcool Gel (mínimo 15 segundos);
- 4.21. Realizar a anotação em prontuário;
- 4.22. Deixar a sala em ordem para o próximo exame.

5. CONTINGÊNCIA:

Na impossibilidade de fazer o exame, uma nova data será agendada conforme orientação médica.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO SERVIÇO DE NEUROLOGIA DIAGNÓSTICA - SND

POP SND 003 REALIZAÇÃO DO EXAME POLIGRAFIA NEONATAL DIGITAL



POP SND 003 - PÁG.: 3/4 EMISSÃO: 26/07/2018 REVISÃO Nº 01 : 01/04/2021

6. OBSERVAÇÕES:

6.1. Em caso de pacientes internados registrar o RG, Nome, na planilha dos indicadores de qualidade, especificando a presença ou não da pulseira de identificação.

6.2. Em casos de pacientes com alguma precaução: contato, gotículas ou aerossóis, o profissional de saúde deve seguir orientações do Protocolo da CCIRAS – PRC CCIRAS 012 – PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PRECAUÇÃO DE CONTATO disponível na Intranet do HC: <http://testesite.hcfmb.unesp.br/wp-content/uploads/2020/04/PRC-CCIRAS-012-Protocolo-de-Medidas-de-Precapcao-de-Contato.pdf>

7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores – Ione Correa, Elisabete D. Cassinelli, Eliane de Souza Gomes, Rosineide A. dos Santos Godoy, Amanda dos Santos Cecílio.

7.2. Revisores – Amanda dos Santos Cecílio e Lucas Cornetta Rosa.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Hendricks, H. Planejamento e Organização do Serviço de Enfermagem. Manual de Normas e Rotinas. Apostila. São Paulo. CEDAS. Centro Universitário São Camilo. 1998. 87p.

- FELIPPE, MJDB. SILVA, NAM e GARCIA, VC. MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão da Unidade de Internação – Terceiro Andar Esquerdo. Hospital Estadual Bauru. 2006. R 03, 32p.

- MANUAL DO TÉCNICO EM EEG. São Paulo, REVINTER; 2002-2009, p.119.

- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO SERVIÇO DE NEUROLOGIA DIAGNÓSTICA - SND

POP SND 003 REALIZAÇÃO DO EXAME POLIGRAFIA NEONATAL DIGITAL



POP SND 003 - PÁG.: 4/4 EMISSÃO: 26/07/2018 REVISÃO Nº 01 : 01/04/2021

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP: 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-4215 - E-mail: qualidade.hcfmb@unesp.br		HCFMB	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO			
1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			
1.1. Título: POP SND 003 – REALIZAÇÃO DO EXAME POLIGRAFIA NEONATAL DIGITAL			
1.2. Área Responsável: SERVIÇO DE NEUROLOGIA DIAGNÓSTICA			
1.3. Data da Elaboração: 26/07/2018 Total de páginas: 04 Data da Revisão: 01/04/2021 Número da Revisão: 01			
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:			
Nome	Função	Setor	Assinatura
Amanda dos Santos Cecílio	Enfermeira	NPDT	
Lucas Cornetta Rosa	Supervisor Administrativo	NÚCLEO DE FISIODIAGNÓSTICO	
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):			
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP SND 003 – REALIZAÇÃO DO EXAME POLIGRAFIA NEONATAL DIGITAL			
Também autorizo a exposição do meu nome completo.			
Data: 12/05/22	Assinatura:		
Gerência de Enfermagem do NPDT: Enfª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira			
Data: 02/05/22	Assinatura:		
Responsável Médico: Dr.ª Niura Aparecida de Moura R. Padula			

Aprovação - Gerência de Enfermagem do NPDT | Responsável Médico: Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira e Dra. Niura Ap. de Moura R. Padula

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2021 | Aprovação CCIAS/SESMT